

IN ARRIVO IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO

VISITA GUIDATA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI E DELLA DIREZIONE AZIENDALE NEI CANTIERI PER VERIFICARE LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.

Il nuovo blocco operatorio, in fase di completamento, rappresenta, nell'ambito della ristrutturazione del Deu (Dipartimento Emergenza-Urgenza) un elemento di indubbia razionalizzazione e ottimizzazione dei processi assistenziali in area chirurgica.

La realizzazione del progetto permetterà all'Azienda ospedaliera di ottenere delle economie, abbattere i tempi di risposta all'utenza, migliorare e ottimizzare l'organizzazione del personale chi-

rurgico, anestesiologicalo, infermieristico.

Un salto di qualità complessivo, dunque, della risposta sanitaria e assistenziale al cittadino grazie ad undici nuove sale operatorie, una centrale di sterilizzazione interna, spazi adeguati per contenere tecnologie d'avanguardia.

Insieme al nuovo blocco delle sale operatorie assume particolare rilievo la realizzazione del bunker che, a breve, ospiterà il nuovo acceleratore lineare.

Abbattere le liste d'attesa puntando sull'innovazione e l'implementazione tecnologica, migliorare la qualità del servizio, offrire risposte di altissima specializzazione nel campo dell'oncologia: un altro tassello fondamentale verso la costituzione a Terni del polo oncologico di area vasta.



Dr. Gianni Giovannini
Commissario Straordinario Azienda
Ospedaliera "Santa Maria" di Terni



MASSOLI G. e C. snc
Concessionari a Ufficiale
Mitsubishi Motors

Via Alfonsine, 40/50
05100 Terni (TR)

Tel. 0744 813690
Fax. 0744 813927
giuseppe.massoli@tin.it

IN QUESTO NUMERO

pagina 3
NUOVO BLOCCO
SALE OPERATORIE

pagina 3
BUNKER
ACCELERATORE
LINEARE

pagina 4
UN MONITORAGGIO
A 360°


pagina 6
ULCERE CURATE
CON IL GEL
PIASTRINICO

pagina 8
L'EMODINAMICA DI
TERNI: PUNTO DI
RIFERIMENTO PER
L'ITALIA CENTRALE

pagina 10
LA NEUROFISIO-
PATOLOGIA

pagina 13
CITTADINO
E ISTITUZIONI

pagina 14
LETTERE
ALLA REDAZIONE



Per noi l'efficienza è una questione centrale.

Fin dall'inizio abbiamo investito nel rinnovamento tecnologico del nostro parco di produzione e nel miglioramento dell'efficienza energetica in relazione alla scarsità delle risorse naturali.

Dal 2001 abbiamo avviato programmi di repowering in gran parte dei nostri siti.

Grazie all'adozione di tecnologie a ciclo combinato e carbone pulito ad elevato rendimento e basso impatto ambientale, le emissioni sono state fortemente ridotte ed entro il 2009 saremo in grado di ottenere un parco impianti di 7.800 MW di assoluta competitività, orientato al gas naturale e alle fonti rinnovabili.

Efficienza energetica. Anche questo è Endesa Italia.



NUOVO BLOCCO DELLE SALE OPERATORIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il progetto di completamento del Dipartimento di Emergenza Urgenza prevede la realizzazione del nuovo blocco operatorio posto al primo piano dell'edificio che attualmente ospita il Pronto Soccorso e la Centrale operativa del 118, oltre alla ristrutturazione di aree poste nell'edificio preesistente da destinare ad attività sanitarie strettamente correlate con il pronto soccorso e le nuove sale operatorie. Oltre alla parte sanitaria vera e propria, sono previste la realizzazione di percorsi orizzontali con l'installazione di quattro montacarichi e un montalettighe, la creazione di una struttura in acciaio posta in copertura per l'alloggiamento delle apparecchiature impiantistiche e lavorazioni minori che interessano le strutture precedentemente realizzate a completamento delle stesse.

Il progetto prevede:

A. Piano interrato

- la realizzazione di spogliatoi del personale a servizio del blocco operatorio.

B. Piano terra

- l'ampliamento della terapia intensiva;
- la realizzazione di spogliatoi a servizio della stessa;
- la realizzazione di locali a supporto;
- la realizzazione di un reparto per l'osservazione breve collegato al Pronto Soccorso.

C. Piano primo

- la creazione di un blocco operatorio

costituito da n. 11 sale e servizi di supporto. In particolare due sale saranno destinate all'ortopedia, sette alla chirurgia generale e specialistica (di cui due per l'attività libero-professionale), una all'urgenza e una ai gessi;

- la realizzazione della centrale di sterilizzazione interna al blocco operatorio;
- la ristrutturazione di parte dell'edificio esistente a contatto con il nuovo corpo, nel quale trovano collocazione gli spogliatoi dei medici e locali a supporto del blocco operatorio.

D. Piano copertura

- la realizzazione di un manufatto avente strutture in acciaio per ospitare le apparecchiature impiantistiche.

E. Impianti elevatori

- l'installazione di n. 4 elevatori posti nei blocchi scale perimetrali al nuovo D.E.U. aventi portata di 900 kg;
- l'installazione di n. 1 montalettighe avente portata pari a 1.800 kg.

Lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con il cronoprogramma degli stessi.

Si è raggiunto il pressoché totale completamento delle opere impiantistiche, tanto che si è iniziato il montaggio finale delle sale. Al termine di questa fase l'opera sarà completata con il semplice montaggio dei pavimenti e rivestimenti in gomma e con le tinteggiature. Il progetto è di importanza primaria per po-

ter attuare il programma di ristrutturazione e di riorganizzazione funzionale dell'intero complesso ospedaliero, di cui il nuovo blocco operatorio rappresenta una componente fondamentale.

Caratteristiche qualitative del materiale impiegato

Un'importante innovazione tecnologica, adottata in corso d'opera, prevede la realizzazione delle sale operatorie mediante il sistema di prefabbricazione Omas - Techwall. Il materiale scelto per il rivestimento, il cui nome commerciale è pRaL, è un materiale composito dalle straordinarie caratteristiche, non poroso e altamente igienico, che rappresenta attualmente il migliore e più innovativo sistema di realizzazione di blocchi operatori.

I vantaggi consentiti dal pRaL sono i seguenti:

- se graffiato può essere ripristinato mediante semplice levigatura;
- se scheggiato può essere riparato mediante un semplice collante;
- non è aggredito dalle sostanze chimiche caustiche;
- assorbe la luce azzerando la riflessione;
- massima resistenza all'attacco batterico e attività antibatterica nei riguardi alcuni ceppi come lo stafilococco aureo.

La consegna dei lavori del nuovo blocco delle sale operatorie è prevista entro il mese di giugno.

BUNKER ACCELERATORE LINEARE

Sono in dirittura d'arrivo i lavori di realizzazione di un bunker che ospiterà il nuovo acceleratore lineare, che permetterà di implementare le attività oncologiche della struttura ospedaliera.

I locali e i servizi ad esso connessi si trovano nel livello del secondo piano seminterrato comunicante con la già esistente radioterapia.



Nuovo blocco operatorio

Il "Bunker" è una struttura in cemento armato con pareti di spessore che variano da cm 100 a cm 150, nella zona centrale, dove sono più intense le radiazioni. Ovviamente questa parte è separata dal resto dell'edificio-servizi da una porta in piombo, cadmio e paraffina di spessore di circa cm 30.

L'edificio servizi è composto da una sala di aspetto, una sala visite, lo studio del medico responsabile del servizio, lo studio del tecnico radiologo, una camera oscura, una zona dove sono posizionati tutti i comandi dell'acceleratore lineare, gli spogliatoi per il personale, i ripostigli e i servizi igienici per il personale, per i pazienti e per i portatori di handicap. L'opera verrà completata nel giro di quindici giorni, verrà poi installata la nuova apparecchiatura.

PUBBLICITÀ



**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE MARTESSANA**

**Assistenze Domiciliari ed Ospedaliere
Riabilitazione Domiciliare
Prestazioni**

Via Galvani, 23 - Terni
Tel e Fax 0744.58317
e-mail: lamartesana@libero.it

UN MONITORAGGIO A 360°

IL RESPONSABILE DELLA UTIC MAURO BAZZUCCHI PRESENTA I DATI DI ATTIVITÀ DELLA UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA

Quale ruolo svolge la UTIC e a quali pazienti presta assistenza?

“L'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica è una struttura deputata al monitoraggio dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari acute e gravi al punto da essere minacciose per la vita.

In massima parte i pazienti che affluiscono alla UTIC sono colpiti da infarto miocardico acuto, infarto miocardico acuto non Q (non a tutto spessore) e angina instabile; ma anche pazienti con scompenso cardiaco refrattario, che non rispondono cioè a terapia convenzionale e altri con aritmie minacciose per la vita”.



Dr. Mauro Bazzucchi - Responsabile UTIC

Quanti ricoveri avete effettuato nel 2005?

“Con una dotazione di undici posti letto abbiamo trattato, nell'ambito della cardiopatia ischemica, 58 infarti miocardici acuti che presentavano complicanze, 47 infarti miocardici acuti senza complicanze e circa 150 casi di angina instabile. Nell'ambito dello scompenso cardiaco caratterizzato da edema polmonare acuto o scompenso refrattario abbiamo assistito circa 50 pazienti.

Inoltre 20 pazienti con sincope da causa cardiaca oltre ad altri numerosi pazienti che per motivi vari necessitavano del ricovero in UTIC.

La nostra attività si caratterizza, tra l'altro, per il monitoraggio dei parametri vitali: elettrocardiogramma, pressione arteriosa, attività respiratoria, temperatura corporea e, per i pazienti in shock, controllo della pressione venosa centrale mediante cateterismo delle vene del collo e della pressione arteriosa invasiva attraverso l'arteria radiale (del polso). Il moderno sistema di monitoraggio “Philips Intellivue cardiac”, acquistato recentemente dall'azienda, ci ha consentito di rimanere al passo con i tempi al fine di fornire ai pazienti tutto ciò che oggi viene considerato irrinunciabile per una corretta assistenza”.

Come è organizzato il lavoro?

“Possiamo contare su un'équipe medica e infermieristica, per la verità un po' esigua rispetto allo standard previsto, ma di grande ricchezza umana e professionale. Vorrei menzionare i colleghi P. De Bonis e P. Mezzetti oltre al Caposala S. Borghetti e al personale infermieristico tutto che, con competenza e senso di appartenenza, ha reso possibile il raggiungimento di ottimi livelli di assistenza. Ogni letto è dotato di un monitor. Alla postazione centrale tutti i monitor vengono osservati contemporaneamente in modo da accorrere prontamente al letto del paziente che presenti particolari necessità.

I più gravi sono osservati a vista attraverso vetrate e per gli altri, nelle stanze

PUBBLICITÀ

NUOVO CENTRO BENESSERE OCÉANE ESTETIQUE

Si chiama “Océane Estetique” ed è uno dei centri benessere più grandi della città. Programmi personalizzati per la bellezza dell'uomo e della donna; talassoterapia e trattamenti anti età sono solo alcuni dei servizi che il centro offre alla propria clientela. “Océane Estetique” è stato inaugurato lo scorso mese di ottobre dalla Cooperativa Hopiservice appartenente al gruppo gestito e controllato dalla Cooperativa Aidas.

La caratteristica di “Océane Estetique” è quella di posizionarsi come ambiente altamente qualificato, specializzato e gradevole: la struttura di circa 500 mq che si trova in via del Centenario 23, lungo la variante di Borgo Rivo, propone servizi supportati da macchinari all'avanguardia tipo sleem feet con infrarosso per lo scioglimento dei grassi, e l'innovativo body sleem utilizzato per il trattamento della cellulite e per l'autoossigenazione dei tessuti.

Molto attrezzata e confortevole è anche la zona solarium con due docce, due trifacciali e un lettino.

I prodotti utilizzati nei vari trattamenti sono completamente naturali, secondo quanto previsto dalla normativa francese che individua come naturali quei prodotti la cui componente è al 100% composta da sostanze non chimiche e non testate sugli animali. “Océane Estetique” inoltre è molto attento alla propria clientela tanto da avviare un percorso di certificazione ISO che ne attesta la qualità nel servizio e nell'assistenza.

I clienti ogni mese potranno scoprire in “Océane Estetique” offerte e promozioni che consentiranno di apprezzare a 360° i servizi concepiti per il benessere della persona. Offerte e soluzioni ad hoc costruite in base alle esigenze del cliente.

Il personale impiegato è tutto qualificato e specializzato e permanentemente impegnato in corsi di aggiornamento che vanno dal corso tatuaggi, piercing e gli innovativi trattamenti che utilizzano le proprietà dei fiori.



500 MQ
di Bellezza e Benessere
Uomo - Donna

- LINEA BENESSERE FITNESS
- PROGRAMMI PERSONALIZZATI VISO CORPO UOMO DONNA
- TALASSOTERAPIA
- TRATTAMENTI ANTI CELLULITE
- DIMAGRIMENTO
- TRATTAMENTI ANTI AGE
- MASSAGGI
- APPLICAZIONE DI FANGHI ED ALGHE
- SOLARIUM

Terni - Via del Centenario, 23
INFO Tel. 0744.300191
335.1324542

di degenza, sono presenti telecamere a circuito chiuso.

Durante l'assistenza al letto di un malato, sul monitor periferico del malato stesso, può scattare un allarme che indica il letto in cui si è verificato l'evento, consentendo al personale di accorrere all'altro letto senza tornare alla postazione centrale.

Tutti gli allarmi sono dotati di richiamo visivo e sonoro".

Vista la gravità delle condizioni dei pazienti, come si svolgono le visite di parenti, amici o familiari?

"La gravità dei pazienti e la necessità di rapidi interventi (massaggio cardiaco, defibrillazione o altro) purtroppo non consente la presenza di estranei che potrebbero intralciare le manovre di rianimazione che, come si può immaginare, devono essere assolutamente tempestive.

Per questo motivo le visite sono limitate a un solo visitatore alla volta e soltanto nelle fasce orarie comprese tra le 13.30-14.30 e 19.30-20.00.

Durante questi orari, se possibile, vengono anche effettuati i colloqui con i familiari che, devo dire, nella maggior parte dei casi mostrano grande sensibilità e spirito di collaborazione comprendendo che il loro sacrificio di essere lontani dal congiunto serve sicuramente al

suo interesse per risolvere al meglio i problemi clinici da cui è afflitto".

Soddisfatto del lavoro sin qui svolto?

"In questi anni la UTIC ha dato un notevole e insostituibile contributo allo sviluppo e ammodernamento del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare e questo è motivo di grande soddisfazione per tutti gli operatori.

Vorrei anche ricordare che, operando nell'ottica di una stretta collaborazione con altre figure del Dipartimento, si è realizzato un circolo virtuoso di scambi di esperienze professionali che sicuramente ha avuto una ricaduta importante sulla qualità dell'assistenza. In particolare vorrei citare la sinergia che si è venuta a creare con i colleghi anestesisti della TIPO guidati dall'amico M. Beruschi. Altro grande motivo di soddisfazione il fatto che nel 2002 la UTIC dell'Azienda ospedaliera di Terni è risultata la migliore in Italia in relazione all'aderenza tra diagnosi e terapia.

Per tale motivo abbiamo ricevuto riconoscimento da tutta la comunità cardiologica nazionale e personalmente sono stato invitato a tenere una relazione a Firenze, nell'ambito del Congresso Nazionale dell'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri".



Centro operativo UTIC



Staff UTIC

PUBBLICITÀ

UN "HAMMAM" IN CASA VOSTRA

Già ai tempi degli antichi romani le terapie del caldo e del vapore erano diffuse e riconosciute per i grandi benefici che portavano: nasce così il bagno turco o "Hammam" come lo chiamavano gli arabi. Il bagno turco non è solo un modo per ottenere una pulizia profonda del corpo, ma anche un utile strumento per combattere lo stress, i dolori reumatici, le tensioni muscolari, l'insonnia e le infiammazioni alle vie respiratorie. Per saperne di più basta recarsi in METRO QUADRO lo show room di Ediltermica Ternana dove potrete ammirare le soluzioni ideate da Effegibi - marchio distribuito da Ediltermica - leader sul mercato per progettare e realizzare spazi di benessere nelle dimensioni e nelle forme di cui ogni cliente può disporre all'interno della propria abitazione, consentendo una personalizzazione totale. Ma vediamo quali sono le caratteristiche e i benefici di un bagno turco: all'interno di un Hammam la temperatura è compresa tra i 40 e i 60° mentre la percentuale di umidità raggiunge il 90-95%. Gli effetti benefici del bagno turco saranno visibili in poco tempo: la pelle sarà subito più elastica e luminosa, il metabolismo aumenterà e sarà più facile perdere peso. Realizzare uno spazio dedicato al benessere però, richiede una precisa competenza progettuale: arredo, attrezzature e gestione.

Ediltermica Ternana propone ai propri clienti di realizzare un bagno turco in casa, con il Progetto Hammam di Effegibi: generatori di vapore, pannelli isolanti rivestibili, una porta, sedili e una fonte, per una soluzione altamente tecnologica e in totale sicurezza. Inoltre, in Ediltermica Ternana una serie di servizi come sopralluoghi gratuiti, assistenza post-vendita, rapidità nelle consegne, personalizzazione dei pagamenti, vengono offerti normalmente per facilitare la realizzazione del progetto. Prima di fare acquisti Ediltermica Ternana vi invita a visitare la propria sede per prendere conoscenza, senza nessun impegno, di quanto è in grado di offrirvi.



ediltermica
ternana

Via Narni, 290 05100 Terni (TR)
Tel. 0744-814778 - Fax 0744-814755
E-mail info@ediltermicaternana.it
www.ediltermicaternana.it

m²
metroquadro
show room



ULCERE CURATE CON IL GEL FATTO DI PIASTRINE

OTTIMI RISULTATI PER IL "GEL PIASTRINICO" SPERIMENTATO DAL CENTRO TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. CON UNA PROCEDURA NON INVASIVA, FERITE E PIAGHE DIVENTANO UN LONTANO RICORDO

Il Centro trasfusionale dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria" di Terni, diretto dal dr. Giampaolo Palazzesi, ha iniziato da qualche mese ad applicare una nuova procedura per la cura delle ulcere diabetiche, vascolari e da decubito. La nuova procedura, non invasiva, prevede l'applicazione sulla piaga di un gel derivato dalle piastrine del paziente stesso.

Attraverso questo sistema, le ferite e le piaghe possono guarire più in fretta.

"Il gel piastrinico - afferma il dr. Augusto Scaccetti, dirigente medico del Servizio trasfusionale del Santa Maria - viene prodotto dal prelievo del sangue del paziente affetto dalla lesione.



Dr. Augusto Scaccetti

Il sangue viene separato, le piastrine e il plasma vengono utilizzati per produrre il gel mentre i globuli rossi vengono reinfusi al paziente nella stessa mattinata. Una volta ottenuto, il gel viene semplicemente posizionato sulla lesio-

ne prevedendo il supporto finale di medicazioni avanzate".

Si garantisce una ricostruzione totale dei tessuti evitando che le lesioni stesse si protraggano per anni con notevoli costi sociali.

"Il prodotto - spiega ancora il dr. Scaccetti - può essere congelato a -40°C per utilizzarlo in diverse applicazioni nel tempo.

L'attivazione si esegue al momento dell'uso, tramite l'impiego del calcio gluconato e di trombina autologa ad azione coagulante.

Si ottiene una gelatina ben malleabile e manipolabile che viene applicata nella sede della lesione".

Come detto, le ferite, le piaghe e le fratture possono guarire più in fretta. I fattori di crescita del gel piastrinico sono capaci di stimolare diversi meccanismi cellulari tra cui l'angiogenesi, la chemiotassi dei macrofagi, la proliferazione e la migrazione dei fibroblasti e la sintesi del collagene.

Si ha inoltre un importante effetto nell'alleviare il dolore fin dalle prime applicazioni.

"Nell'arco di un paio d'anni - dichiara il dirigente medico del Servizio trasfusionale dell'ospedale di Terni - i suoi impieghi sono raddoppiati.

Attualmente lo si applica nella chirurgia maxillo-facciale soprattutto per rialzare il seno mascellare e renderlo idoneo

PUBBLICITÀ

ENDESA ITALIA E L'AMBIENTE

Dal 2001 Endesa Italia presta la massima attenzione alla protezione della natura e dell'ambiente.

In particolare in Umbria sostiene importanti progetti di minidro¹.

Sono previsti, infatti, interventi migliorativi sugli impianti di Preci e Narni e la realizzazione di una nuova centrale minidro sul lago di Corbara. Questi progetti si inseriscono nel quadro della politica di sviluppo ambientale e industriale di Endesa Italia, focalizzata sulla responsabile attenzione verso la protezione della natura e sulla ricerca di tecnologie più efficaci per limitare l'uso dei combustibili fossili e mitigare l'impatto dell'effetto serra sui cambiamenti climatici. In considerazione della scarsità di risorse naturali, Endesa Italia sta orientando le proprie attività all'ottenimento dell'efficienza energetica, promuovendo l'integrazione del concetto di sviluppo sostenibile nella strategia corporativa della Società. L'impegno di Endesa Italia verso una maggiore sensibilità e coscienza ambientale unito a una necessaria formazione interna dei propri dipendenti e a un più ampio coinvolgimento delle autorità, istituzioni e associazioni cittadine è quindi finalizzato al raggiungimento di un preciso obiettivo: la creazione di un "circolo virtuoso" e cosciente dove la qualità della vita possa essere equamente diffusa e percepita.

1) Impianti di potenza inferiore ai 3 MW



Per noi l'efficienza è una questione centrale.

E
endesa Italia
Le cose funzionano.

per un impianto, nella cura delle ulcere diabetiche, vascolari e da decubito, nella rimarginazione degli esiti di interventi di cardiocirurgia.

Di recente la metodica è applicata anche in ortopedia per risolvere la pseudoartrosi, per applicare protesi e accelerare la guarigione delle fratture".

La produzione del gel è a bassissimo costo paragonandola agli elevatissimi costi di altri tessuti. Il gel di piastrine è un nuovo emocomponente, risultato dall'attivazione del mix di due emocomponenti tradizionali: il concentrato piastrinico e il crioprecipitato.

La dimostrazione della sua efficacia nel favorire la rigenerazione ossea, ha indotto ad esplorare la possibilità di sottoporre allo stesso trattamento i tessuti cutanei lesi (ulcere, piaghe, lesioni croniche), indipendentemente dalla loro natura (traumatica, vascolare, neuropatica, diabetica, ecc.), per facilitarne la crescita, ridurre il tempo di guarigione e diminuire anche in modo significativo i costi economici relativi alle degenze di questi malati. Sono sufficienti tre giorni, affinché con il gel di piastrine si possa ottenere una significativa granulazione dei tessuti.

Le applicazioni successive consolidano il processo di guarigione.

Il ministero della Salute tramite l'Istituto Superiore di Sanità ha prescritto che la produzione del gel piastrinico è competenza unica ed esclusiva del Servizio Trasfusionale quale unica struttura autorizzata al prelievo, alla manipolazione, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti del sangue ad uso clinico terapeutico.

È bene ricordare che l'Italia, in base all'invecchiamento della popolazione, ha il primato in Europa di malati affetti da piaghe/ulcere con un numero sti-

mato intorno ai due milioni, per lo più ulcere da decubito, da diabete o varici. La spesa/anno in Italia per queste cure è pari a circa 850 milioni di euro, cioè tre volte in più degli altri Paesi europei: la Gran Bretagna infatti, spende circa 435 milioni di euro, la Germania 225 e la Francia 221.

L'utilizzo generalizzato della innovativa terapia del gel piastrinico potrebbe dunque non solo recare significativi benefici a migliaia di individui, ma incidere positivamente anche sulla spesa sanitaria del Paese.

Inoltre, va considerato l'aspetto riabilitativo fisico, psicologico, familiare e sociale.



Lo Staff del Centro Trasfusionale

Ulcere croniche, cancrena, amputazione, immobilizzazione, dolore, sono tutte situazioni che hanno un effetto devastante sull'immagine di sé, sull'autostima, sui rapporti interpersonali nella famiglia e nella società, sulla capacità lavorativa ed esistenziale.

Quindi, è importante non solo curare la lesione, ma migliorare la qualità di vita delle persone che ne sono affette.

Per informazioni e accesso ai servizi si può contattare il Servizio trasfusionale del "S. Maria" di Terni, ubicato al primo seminterrato della struttura ospedaliera, ai numeri telefonici 0744/205678 - 205363.

PUBBLICITÀ

QuintoCè: il credito è già tuo

QuintoCè (Cessione del quinto dello stipendio) è la soluzione finanziaria studiata da Fidelity per tutti i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Consente di disporre di una somma di denaro da utilizzare a piacimento, che può essere rimborsata con comode rate mensili pari al massimo ad un quinto dello stipendio o della pensione. Poche formalità per realizzare sogni e progetti: non occorre specificare la finalità della richiesta. Massima comodità: a tutto penseranno Fidelity, il tuo datore di lavoro o l'Ente Pensionistico. Per la sicurezza e la tranquillità tua e della tua famiglia, nel finanziamento sono incluse coperture assicurative, che si attivano in caso di imprevisti e difficoltà, quali decesso o perdita involontaria del lavoro.

Tutti i vantaggi di QuintoCè

- Rate costanti fino ad un quinto dello stipendio
- Tasso fisso per l'intera durata del contratto
- Ampie dilazioni, fino a 10 anni
- Unica garanzia richiesta: lo stipendio o la pensione
- La rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione
- Disponibilità immediata

Come richiedere QuintoCè

Rivolgiti all'agenzia Fidelity di Terni, in via A. Volta, 9 (Tel. 0744/421701), presentando:

- le ultime due buste paga (qualora non sia immediatamente disponibile la dichiarazione di stipendio) o, in alternativa, la dichiarazione di stipendio che attesti anzianità, stipendio e TFR disponibile (quest'ultimo nel caso di lavoratore dipendente privato);
- cedolino della pensione (nel caso di pensionato)
- la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale

QuintoCè è regolato dalle leggi statali in materia di cessione del quinto

Per informazioni

Agenzia Giovannetti Antonello,
Via A. Volta, 9 (Terni) Tel. 0744/421701

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si vedano i fogli e gli avvisi presso la sede e le agenzie Fidelity

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si vedano i fogli e gli avvisi presso la sede e le agenzie Fidelity




PRESTITI PERSONALI



CARTA EUREKA



CESSIONE QUINTO

HAI MAI COMPRATO CON UN SORRISO?

Agenzia Giovannetti Antonello
Via A. Volta, 9 - Terni
Tel. 0744/421701 - Fax 0744/425028
Iscrizione UIC: A3101



SOCIETÀ
GENERALE
GROUP

L'EMODINAMICA DI TERNI È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER L'ITALIA CENTRALE

SONO FINITI I VIAGGI DELLA SPERANZA IN ALTRE REGIONI

Il Laboratorio di Emodinamica, situato al sesto piano dell'ospedale, è dotato di un'ampia struttura di recente costruzione, munita delle attrezzature più moderne. La sala di Emodinamica è fornita di un angiografo all'avanguardia, dotato della nuova tecnologia digitale "Flat Panel Detector", la più avanzata presente sul mercato, che garantisce, rispetto agli angiografi tradizionali, una qualità di immagine superiore e una minor esposizione ai raggi X per il paziente. Il Laboratorio di Emodinamica esegue procedure diagnostiche e interventistiche. "La parte diagnostica - afferma il responsabile professor Marcello Dominici - consiste nell'esecuzione di coronarografie, ventricolografie, aortografie, cateterismi destri e sinistri, per lo studio delle cardiopatie acquisite, congenite e della patologia dell'aorta. La parte terapeutica comprende invece l'angioplastica coronarica, eseguita con le varie tecniche e, se necessario, con il posizionamento di stent tradizionali e stent medicati.



Prof. Marcello Dominici

È prevista l'esecuzione di una rivascolarizzazione precoce in pazienti affetti da sindrome coronarica acuta.

Si eseguono inoltre le valvuloplastiche secondo le più moderne conoscenze e l'applicazione di contropulsatori aortici e altri devices di supporto cardiocircolatorio per il trattamento dello scompenso cardiaco di qualunque etiologia nelle forme più gravi". Il Laboratorio di Emodinamica è uno dei centri italiani che utilizza con successo come via di accesso l'arteria del polso (Arteria Radiale). Questo evita l'allettamento del paziente che può mettersi seduto e quindi deambulare quasi subito. Inoltre, come nelle migliori emodinamiche italiane, le procedure di angioplastica vengono eseguite nella stessa seduta in cui si esegue la coronarografia, evitando così ulteriori ricoveri, disagio per i pazienti e costi aggiuntivi.

Informazioni utili per il ricovero
Il Laboratorio di Emodinamica è dotato di alcuni posti letto dedicati. Il tempo di ricovero medio è di due giorni. Le procedure di angioplastica coronarica vengono eseguite nella stessa seduta subito dopo l'esame diagnostico.

La dimissione

All'atto della dimissione, ai pazienti viene fornita una documentazione completa, anche fotografica, della procedura eseguita e una relazione clinica relativa al ricovero, la diagnosi e la terapia consigliata, con le indicazioni per i controlli successivi, che potranno essere effettuati nell'ambulatorio dedicato. I medici del Laboratorio di Emodinamica rimangono a disposizione del paziente e del medico di base per ogni ulteriore informazione.

PUBBLICITÀ

L'IMPORTANZA DELLA POSTURA

Molto spesso la causa delle malattie che provocano **dolori** alla schiena, al collo ed agli arti sono dovuti ad uno **squilibrio posturale**. Le cause meccaniche alla base del deficit possono essere congenite (differente lunghezza degli arti ad esempio) od acquisite come il mancato recupero della funzione dopo un trauma (frattura, distorsione, colpo di frusta, etc) anche apparentemente banale: ad esempio una distorsione della caviglia mal curata con incompleto recupero del movimento comporta una rotazione ed inclinazione del bacino e conseguente alterazione della statica della colonna vertebrale. Inoltre quando le condizioni di equilibrio vengono meno, il corpo spreca energia durante tutta la giornata al fine di gestire la postura: la "**fatica posturale**" è la causa della nostra stanchezza. L'esame clinico di un medico specialista esperto in postura valuterà con appositi test il sistema muscolo scheletrico, quello della masticazione (cranio - mandibolare), del movimento degli occhi e dell'equilibrio (apparato vestibolare) ed indicherà le cure più efficaci. Oggi attraverso l'uso di **s sofisticate apparecchiature computerizzate** (pedane dotate di sensori e rivelatori optoelettronici) è possibile rilevare e misurare l'equilibrio, l'appoggio del piede, sia in condizioni statiche che durante il cammino, e le alterazioni della struttura del corpo.

Questi esami sono molto utili anche per controllare il corretto accrescimento dei ragazzi.



nuova
GIALENO

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Terni - Via Botticelli, 17 - Tel. 0744.421523 - 401882
Dir. San Dr. Michele A. Martella . Aut. Reg. n. 8385 del 19/9/01

Rieducazione ortopedica
Test di valutazione e rieducazione
Isocinetica - Test stabilometrici
Rieducazione Posturale Globale
Tecarterapia - Ipertermia
Onde d'urto focalizzate

L'esame coronarografico

"La coronarografia - spiega il professor Dominici - è una metodica diagnostica che consente di visualizzare direttamente le arterie coronariche che distribuiscono il sangue ai tessuti che costituiscono il cuore.

Presupposto indispensabile alla sua esecuzione è l'introduzione nel corpo di cateteri attraverso i quali si inietta a livello delle coronarie una sostanza (mezzo di contrasto) che consente di visualizzare le camere cardiache e le arterie coronarie stesse, mediante l'utilizzo di raggi X.

Attualmente nel nostro Laboratorio utilizziamo l'accesso arterioso radiale destro (cioè dal polso destro) che, seppure più complicato, rende la procedura ancora meno invasiva e meno traumatica per il paziente".

L'indicazione alla coronarografia deve tenere conto sia della sostanziale innocuità della metodica sia delle grandi possibilità di curare la malattia coronarica con tecniche di cardiocirurgia (by-pass aortocoronarico) e con tecniche cardiologiche (angioplastica coronarica).

Oggi, l'indicazione all'esame coronarografico si pone sempre più spesso nei pazienti con sospetta malattia delle coronarie, un infarto miocardico sofferto in passato, angina di petto a riposo o sotto sforzo e anche in alcune malattie del muscolo cardiaco e delle valvole cardiache.

L'angioplastica coronarica transluminale percutanea

L'angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) è una metodica che consente, senza un vero e proprio intervento chirurgico, di dilatare le arterie che diffondono il sangue alle strutture cardiache (arterie coronariche) nel caso che queste arterie siano totalmente o parzialmente occluse dalle placche aterosclerotiche.

Dal punto di vista tecnico, l'angioplastica ricalca gli schemi e le modalità d'esecuzione della coronarografia. Si svolge nel Laboratorio di Emodinamica in ambiente sterile.

Il paziente, posto sul lettino di cateterismo, viene attentamente seguito e valutato attimo per attimo in tutte quelle che sono le funzioni vitali (polso, pressione, ritmo cardiaco etc...) e vengono ap-

prontate tutte le misure farmacologiche e non farmacologiche atte a far fronte alle eventuali urgenze.

Dopo aver effettuato l'anestesia locale a livello dell'arteria scelta come sito di accesso (attualmente quasi sempre il polso destro) viene inserito un introduttore di calibro adeguato a contenere i vari cateteri utilizzabili per la coronarografia prima e per l'angioplastica dopo. Terminata la valutazione dell'anatomia coronarica e la localizzazione della o delle stenosi responsabili delle manifestazioni cliniche della malattia ischemica, vengono introdotti, sempre in anestesia locale, i cosiddetti "cateteri a palloncino" capaci di tollerare una pressione di gonfiaggio fino a 20 atmosfere, che consente loro di raggiungere, una volta completamente gonfi, un diametro variabile da 2 a 4 mm in base al diametro del vaso normale.

Questi cateteri, grazie ad una guida metallica di calibro estremamente ridotto, vengono fatti procedere all'interno delle coronarie fino a raggiungere il restringimento che occlude totalmente o parzialmente il vaso. A questo punto il palloncino viene gonfiato "modellando" la placca aterosclerotica e restituendo, in questo modo, un adeguato diametro al vaso. Mentre il palloncino è gonfio, viene interrotto il flusso di sangue nell'arteria con la conseguenza della possibile comparsa di dolore al petto, che scompare con lo sgonfiaggio del palloncino. Durante tutta la manovra viene monitorizzato in continuo l'elettrocardiogramma e tutti i parametri vitali. In base a criteri clinici e/o anatomici viene deciso se posizionare uno o più stent. Lo stent è un piccolo tubicino di metallo traforato, con parete sottile, fissato su un palloncino che, gonfiandosi, lo apre e lo rilascia nell'arteria. Lo stent si ricoprirà nell'arco di pochi

mesi di un nuovo strato di cellule del vaso e rimarrà per sempre in quella posizione. Lo stent ha la funzione di riparare le irregolarità del vaso e di mantenere il vaso aperto; inoltre riduce in maniera significativa la probabilità che il vaso si restringa nuovamente (restenosi). Qualora si riformi il restringimento nella sede trattata, o se ne formino di nuovi in altri vasi, è possibile in buona parte dei casi e, se le condizioni clinico-anatomiche lo consentono, procedere ad una nuova angioplastica.

Il centro è inoltre una delle strutture italiane che fa un largo uso dei nuovi stent a rilascio di farmaci, che riducono molto la necessità di nuovi interventi coronarici.



Dati di attività

"La nostra attività - dichiara il professor Marcello Dominici - è iniziata nel gennaio 2001 e si è rapidamente incrementata. Attualmente eseguiamo circa 1200 procedure all'anno, di cui oltre 400 angioplastiche coronariche.

Rispondiamo alle esigenze della nostra cardiologia e a quelle degli ospedali circostanti, sia regionali che extra-regionali, con i quali abbiamo un collegamento diretto.

Rappresentiamo un'importante attrazione extraregionale avendo circa il 18% di pazienti che ci raggiungono dalle regioni circostanti.

AL CENTRO DEL MOBILE

arredamenti personalizzati
per professionisti
formula STUDIO&CASA

- PROGETTAZIONE D'INTERNI GRATUITA
- CONSULENZA ED ASSISTENZA
- 4 PIANI DI ESPOSIZIONE
- TRASPORTO/MONTAGGIO GRATUITO
- PAGAMENTI 48 MESI TASSO ZERO

Grutti - S. Terenziano - Tel.: 0742 98 921

**MOBILI
PAOLO**

Aver posto fine, inoltre, ai viaggi della speranza dei pazienti ternani verso altre regioni, ha segnato un grosso cambiamento, atteso da molti anni e accolto con grande soddisfazione".

L'arresto della mobilità regionale passiva e l'incremento invece di quella attiva, in virtù dell'ampio consenso che la cardiologia invasiva riscuote anche fuori regione, sta rappresentando un vantaggio anche economico sia per l'Azienda ospedaliera ternana che per la sanità umbra.

Sulla base di tali risultati la Cardiologia Invasiva dell'Azienda ospedaliera di Terni si pone all'avanguardia confrontandosi con i più famosi centri nazionali.

"È auspicabile - conclude il professor Dominici - che risorse più adeguate possano essere messe a disposizione di questa attività al fine di poterla consolidare ed espandere.

Investire sull'Emodinamica a Terni significa investire sulla salute dei cittadini e sull'Azienda ospedaliera di Terni".

LA NEUROFISIOPATOLOGIA

La Struttura Semplice di Neurofisiopatologia nasce come servizio senza posti letto di degenza ordinaria.

La sua attività, finalizzata allo studio funzionale del sistema nervoso, si colloca a ponte tra numerose discipline mediche e chirurgiche le cui patologie coinvolgono direttamente o indirettamente il sistema nervoso centrale e periferico. La neurofisiopatologia svolge attività di tipo diagnostico, tramite lo studio qualitativo e quantitativo del sistema nervoso centrale e periferico e di tipo diagnostico-clinico-terapeutico in settori peculiari (epilettologia, patologia del coma, patologia neuromuscolare, trattamento dei disturbi del movimento con tossina botulinica).

Dal settembre 2004 è stato attivato un rapporto di collaborazione con il professor Renzo Guerrini, dell'Università

di Pisa, in qualità di consulente esperto in epilettologia infantile.

Le prestazioni vengono erogate ai pazienti ambulatoriali e ai pazienti ricoverati sia in regime di ricovero ordinario che di day hospital.



Staff medico

Le attività del servizio si articolano fondamentalmente nei seguenti settori:

PUBBLICITÀ

LA QUOTIDIANITÀ SU MISURA

È con questa frase che potremmo sintetizzare il concetto di "Domotica" la nuova disciplina che ha come obiettivo l'integrazione di prodotti e servizi per la gestione ed il controllo della casa e dell'ufficio. Grazie ad un sistema di home automation è infatti possibile controllare in modo automatico ed anche a distanza, l'accensione e lo spegnimento delle luci, la chiusura delle imposte, l'attivazione di un sistema di allarme con sirena. Ma sarà anche possibile ottenere: la protezione contro i furti, gli incendi, gli allagamenti e le fughe di gas, un efficiente controllo del clima degli ambienti, che migliora il comfort e fa risparmiare energia. A Terni, dalla decennale esperienza maturata dalle aziende Gigli & Pacifici snc e EL.TE srl, rispettivamente nei settori dell'impiantistica elettrica e termoidraulica civile e in quello degli impianti tecnologici industriali, nasce Domotica Center che propone molteplici soluzioni pensate per le esigenze abitative dei nostri giorni. Domotica Center si trova a Terni, nella zona industriale di Voc. Sabbione, in via Maestri del Lavoro 18/B, area A58. L'alta professionalità, la vasta gamma di prodotti proponibili e l'utilizzo delle più moderne tecnologie, consentono anche alle comuni necessità del vivere quotidiano della nostra casa e del nostro ufficio, di concepire soluzioni personalizzate di sicurezza, comfort e risparmio.

Con Domotica Center è possibile avere un unico interlocutore specializzato nella fase di progettazione, consulenza, installazione, ed assistenza nelle differenti risposte e realizzazioni tecniche utili al miglioramento della vita nella propria abitazione e grazie ad una organizzazione più efficiente, ricavare benefici e avere più tempo libero. La professionalità e l'affidabilità degli operatori è confermata dall'eccellenza dei prodotti e dei Marchi leader che vengono impiegati nelle realizzazioni, come: FAAC, My Home, Beghelli, Domustech. Oggi l'installazione di un sistema di automazione domestica avviene facilmente, senza interventi sulle strutture della casa e sfruttando, per la maggior parte dei collegamenti, l'impianto elettrico già presente, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie. Domotica Center in relazione al crescente bisogno di fonti di energia rinnovabile propone anche impianti di produzione di ENERGIA ELETTRICA con pannelli Fotovoltaici.

Progettazione, Installazione e Manutenzione Sistemi di Allarme per aziende e abitazioni.

DOMOTICA CENTER

Domotica Center s.a.s.
Via Maestri del Lavoro n. 18/B - 05100 TERNI • Tel. 0744.817128
Zona Ind. Le Sabbione A58
e-mail: domotica@domoticacenter.it • www.domoticacenter.it

Il nostro obiettivo è quello di collaborare con voi alla soluzione "su misura" per la vostra azienda e la vostra casa.

Elettroencefalografia (eeg standard, esame eeg poligrafico, videoeeg, accertamento morte cerebrale);

Elettrofisiologia (elettromiografia, elettroencefalografia, risposte riflesse - onda F, blink reflex, studio trasmissione neuromuscolare - stimolazione ripetitiva, potenziali evocati, etc.)

Centro Epilessia (adulti e infanzia)

Monitoraggio elettrofisiologico durante interventi neurochirurgici.

Il Servizio si trova al quarto piano (Segreteria tel 0744/205483)



Personale tecnico della neurofisiopatologia

Attività ambulatoriali

Elettroencefalogramma standard

Accesso: prenotazione Cup

Orario: dalle ore 8,45 alle 13,15 dal lunedì al sabato. Dalle ore 15 alle ore 16,30 il lunedì, mercoledì e venerdì.

Eeg nel sonno, esami poligrafici, video-eeg

Accesso:

prenotazione presso il Servizio

Elettromiografia

Accesso: prenotazione Cup

Orario: dalle ore 8,30 alle 12 il lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 11,30 alle ore 13 il martedì e giovedì

Potenziali evocati, indagini neurofisiologiche elettive (Studio dei disturbi di placca neuromuscolare, indagini per età pediatrica...). Accesso: prenotazione presso il Servizio



Ambulatorio Centro Epilessia

Accesso: prenotazione Cup (presso il Servizio solo per consulenza con prof. Guerrini) - Orario: dalle ore 10 alle ore 12 il lunedì e giovedì

Ambulatorio neurofisiopatologia (visite)

Accesso: prenotazione Cup

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,30 il lunedì, mercoledì e venerdì

Trattamento dei disturbi del movimento con tossina botulinica

Accesso:

prenotazione presso il Servizio

Lo staff medico è composto dalla responsabile, dott.ssa Rita De Ciantis (tel. 0744/205364), dal dr. Domenico Frondizi (tel 0744/205350) e dal prof. Renzo Guerrini, consulente esperto in epilettologia infantile.

Il personale tecnico è invece composto dal coordinatore tecnico Cinzia Fanelli (tel.0744/205379) e dagli infermieri professionali Donato Addario, Daniela Gobbi, Patrizia Mezzetelli, Guido Paolucci e Giuseppina Sipace.

PUBBLICITÀ

UN'OASI DI RELAX IN GIARDINO

La C.P.S. srl dopo una ventennale esperienza nell'area della progettazione, realizzazione e manutenzione di piscine, ha rivolto il proprio interesse e la propria professionalità anche al nuovo settore dei Centri Benessere. A tal riguardo siamo oggi a proporvi un viaggio in un mondo piacevole e affascinante, fatto di acqua, calore, giochi di luce e profumazioni.

È così che noi abbiamo reinterpretato il concetto di benessere, focalizzando l'attenzione sull'equilibrio psico-fisico, coinvolgendo le emozioni e le sensazioni piacevoli, che permettono di entrare in contatto con se stessi in maniera più profonda.

La C.P.S. piscine potrà aiutarvi a creare tutto questo, un ambiente esterno da cui lasciarsi sedurre e cullare, che collabori alla rigenerazione del corpo, della mente e dell'anima, dove ritrovare la dimensione del tempo e della tranquillità e riscoprire il mondo delle sensazioni ed il piacere per le cose belle. A tal riguardo la nostra Azienda è in grado di proporvi uno studio personalizzato dell'investimento che verrà accompagnato da progetti realizzati in base alle singole esigenze e che sarà seguito e completato con la cura e la professionalità che ci contraddistinguono.

Nell'ottica di fornire un servizio completo, la CPS ha definito un accordo con lo Studio dell'Arch. Paolo Bulletti grazie al quale potremo soddisfare le richieste per progettazioni di sistemazioni esterne, arredi e giardini, in una cornice privilegiata dove tutto sarà concepito per arricchire e personalizzare gli spazi.

CPS vi invita alla presentazione della nuova area espositiva
MAXI DEALER JACUZZI e
CENTRO BENESSERE
sabato 6 maggio
Via Fabbrucciano, 1 - Narni Scalo
dalle ore 18 in poi

CPS
LA PISCINA FIRMATA

CPS Piscine
Narni Scalo - Via Fabbrucciano, 1
Tel. 0744.751428

SACETI.snc

di UBALDI Mauro e MONZI Eleonora

CARPENTERIA METALLICA

05036 NARNI SCALO (TR)
Strada Maratta Bassa, 51
Tel. 0744.750833 r.a. - Fax 0744.759065

NUMERI UTILI

Terni

Comune	07445491
Servizio 118	118
Vigili Urbani	0744426000
Provincia	07444831
Afm	0744432640
Atc	0744492711
Guasti Luce	0744300535
Guasti Idrici	0744300868
Gas	800903976
Taxi	074428130
Taxi P. Dante	0744425994
Carabinieri	0744406441
Questura	07444801
Stradale	0744300181
Polfer	0744404967
Stazione	0744597471
FCU	074424930
Asl	07442041
Ospedale	07442051
Alcolisti anonimi	0744277803
Croce rossa	0744275000
P. Assistenza	074428150
Guardia medica	0744275888
Vigili del Fuoco	115
Guardia di Finanza	0744300181
Corpo Forestale	0744282511

AFW Azienda speciale
Farmacie Municipali
Terni

COMUNALE 1
L. go Ezio Ottaviani, 43 - Terni
Tel. 0744.409019

COMUNALE 2
Via Piana dei Greci, 5 - Terni
Tel. 0744.273936

COMUNALE 3
Via Montesi, 74 - Marmore (TR)
Tel. 0744.67175

COMUNALE 4
Via del Rivo, 299 - Terni
Tel. 0744.300506

COMUNALE 5
Via Mola di Bernardo, 18 - Terni
Tel. 0744.285126

DISPENSARIO
Voc. Giuncano Scalo, 49 - Terni
Tel. 0744.238272

COMUNALE 6
Via XX Settembre, 172 - Terni
Tel. 0744.277767

FALCHI
Via Roma, 39 - Terni
Tel. 0744.405240

OSPEDALE 1
C.so Tacito, 81 - Terni
Tel. 0744.400227

OSPEDALE 2
Viale Trento, 33 - Terni
Tel. 0744.278674

COMUNALE NARNI
Pzza Cavour, 3 - Narni (TR)
Tel. 0744.715651

PUNTO DERMOCOSMESI
Presso Coop&Coop
Via Gramsci - Terni
Tel. 0744.424483

TURNI FARMACIE

TERNI

(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 13 ALLE ORE 16)

18/04 - 21/04	CIPOLLA	MONTI
24/04 - 28/04	ROTONDI	COMUNALE 4
02/05 - 05/05	COMUNALE 1	MODERNA
08/05 - 12/05	AITA	COMUNALE 6
15/05 - 19/05	OSPEDALE 1	OSPEDALE 2

(SABATO POMERIGGIO DALLE 13 ALLE 20)

22/04	CIPOLLA/MONTI	29/04	ROTONDI/COMUN. 4
06/05	COMUN. 1/MODERNA	13/05	AITA/COMUNALE 6

(SABATO POMERIGGIO DALLE 16 ALLE 20)

22/04	ROTONDI/COMUNALE 4	29/04	COMUN. 1/MODERNA
06/05	AITA/COMUNALE 6	13/06	OSPED. 1/OSPED. 2

(DOMENICHE E FESTE INFRASETT. DALLE 9 ALLE 20)

17/04	FALCHI/NADALINI	23/04	CIPOLLA/MONTI
25/04	OSPEDALE 1/COMUN. 2	30/04	ROTONDI/COMUN. 4

(SERVIZIO NOTTURNO DALLE 20 ALLE 9)
COMUNALE 1

NARNI

(DAL LUN. 8.30 AL LUN. SUCC. 8.30 - SABATO 16.30/20.00)

18/04 - 24/04	ALBERTI	22/04	COMUNALE
24/05 - 01/05	COMUNALE	29/04	CARDUCCI
02/05 - 08/05	CARDUCCI	06/05	PALLOTTA
08/05 - 15/05	PALLOTTA	13/05	ALBERTI
15/05 - 22/05	ALBERTI	20/05	COMUNALE

AMELIA

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCC. ORE 9)

22/04 - 29/04	ALTA	29/04 - 06/05	BONANNI
06/05 - 13/05	ALTA	13/05 - 20/05	BONANNI
20/05 - 27/05	ALTA		

(DA LUNEDÌ ORE 9 AL LUNEDÌ SUCCESSIVO ORE 9)

17/04 - 24/04	STRONCONE	24/04 - 01/05	COLLESCIPOLI
01/05 - 08/05	VASCIGLIANO	08/05 - 15/05	COLLESCIPOLI
15/05 - 22/05	VASCIGLIANO		

ARRONE - COLLESTATTE - FERENTILLO - PAPIGNO - MARMORE
MONTEFRANCO - PIEDILUCO

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 9)

22/04 - 29/04	COLLESTATTE	29/04 - 06/05	PAPIGNO
06/05 - 13/05	MARMORE	13/05 - 20/05	PIEDILUCO
20/05 - 27/05	FERENTILLO		

AVIGLIANO UMBRO - ACQUASPARTA - SANGEMINI

CASTEL DELL'AQUILA - CASTELTODINO MONTECASTRILLI

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 9)

22/04 - 29/04	ACQUASP.	29/04 - 06/05	C. DELL'AQUILA
06/05 - 13/05	CASTELTOD.	13/05 - 20/05	SANGEMINI
20/05 - 27/05	MONTECASTRILLI		

ALVIANO - BASCHI - MORRE - GUARDEA

CIVITELLA DEL LAGO MONTECCHIO

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 9)

22/04 - 29/04	BASCHI		
29/04 - 06/05	ALVIANO/MORRE		
06/05 - 13/05	MONTECCHIO		
13/05 - 20/05	CIVITELLA DEL LAGO/GUARDEA		
20/05 - 27/05	BASCHI		

ATTIGLIANO - GIOVE - LUGNANO IN TEVERINA

PENNA IN TEVERINA

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 9)

22/04 - 29/04	PENNA	29/04 - 06/05	ATTIGLIANO
06/05 - 13/05	PENNA	13/05 - 20/05	GIOVE
20/05 - 27/05	ATTIGLIANO		

ORVIETO

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 9)

22/04 - 29/04	GAMMAROTA	29/04 - 06/05	MATTIOLI
06/05 - 13/05	OLIVIERI	13/05 - 20/05	FRISONI
20/05 - 27/05	COMUNALE		

FABRO SCALO - FICULLE - MONTEGABBIONE

MONTELEONE D'ORVIETO - PARRANO

(DA SABATO ORE 20 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 20)

22/04 - 29/04	FABRO SCALO	29/04 - 06/05	PARRANO
06/05 - 13/05	MONTELEONE D'ORVIETO		
13/05 - 20/05	FICULLE	20/05 - 27/05	MONTEGABB.

ALLERONA - CASTELGIORGIO - CASTELVISCARDO

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 9)

22/04 - 29/04	BETTACCINI	(CASTELGIORGIO)
29/04 - 06/05	GIANFERMO	(CASTELVISCARDO)
06/05 - 13/05	BONADUCE	(ALLERONA SCALO)
13/05 - 20/05	BETTACCINI	(CASTELGIORGIO)
20/05 - 27/05	GIANFERMO	(CASTELVISCARDO)

PORANO

(DA SABATO ORE 9 AL SABATO SUCCESSIVO ORE 9)

06/05 - 13/05	PORANO
---------------	--------

CALVI E OTRICOLI

LE FARMACIE EFFETTUANO REPERIBILITÀ DIURNA E NOTTURNA DURANTE TUTTO IL SEMESTRE AD ECCEZIONE DEL TURNO DIURNO DOMENICALE E FESTIVO CHE È ASSICURATO DALLA FARMACIA IN TURNO A NARNI

FORNOLE E NERA MONTORO

LE FARMACIE EFFETTUANO REPERIBILITÀ DIURNA E NOTTURNA DURANTE TUTTO IL SEMESTRE

SoGeSi
COMFORT E TECNOLOGIE PER LA SANITA'

SO.GE.SI. S.p.A.
Lavanderia Industriale

06087 Ponte San Giovanni (PG) - Zona Industriale - Tel. 075.5990396
06033 Cannara (PG) - Via del Lavoro Zona Industriale - Tel. 0742.720257
05039 Stroncone (TR) Via della Stazione, 52 - Tel. 0744.607181



TELE E VIDEOALLARMI PER AZIENDE
E PRIVATI - SERVIZIO DI VIGILANZA

CORPO VIGILI GIURATI TERNI
PREVENZIONE E SICUREZZA

TERNI - Via dell'Impresa, 33 - Tel. 0744.817406
Fax Amm. 0744.817292 - Fax C. Op. 0744.800783

info.terni@gruppcvgt.it

CITTADINO & ISTITUZIONI

NASCITA E RUOLO DELL'UFFICIO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è uno tra i segni visibili dell'apertura della pubblica amministrazione ai cittadini.

Si tratta di un processo che è partito negli anni '90 all'insegna di un cambiamento in cui comunicazione ed informazione sono diventate uno degli strumenti a garanzia della partecipazione. Ha aperto la strada in questa direzione la legge 142 dell'8 giugno 1990 "Ordinamento sulle Autonomie Locali" che, per le sole comunità locali, ha introdotto principi come quello della pubblicità degli atti amministrativi e dell'azione amministrativa, del diritto di accesso agli atti, dell'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e dei procedimenti. Tali principi sono stati estesi a tutta la pubblica amministrazione dalla legge 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

La legge prevede che la pubblica amministrazione debba improntare la propria azione alla trasparenza amministrativa, prevedendo la partecipazione del cittadino al procedimento, motivando l'atto, individuando il responsabile del procedimento, l'obbligo di conclusione del procedimento, con l'indicazione dei termini, l'accesso alla documentazione.

Tutto ciò ha innescato una vera e propria rivoluzione che ha stimolato l'emanazione di altre norme in cui si inquadrano tutti i provvedimenti in materia di comunicazione, informazione e

qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche.

Anche la sanità è stata coinvolta in questa trasformazione, tanto da essere diventata il primo settore che ha avviato un processo di adeguamento ai nuovi principi, attraverso l'emanazione del D.P.R. sulla Carta dei Servizi Pubblici Sanitari. Il ruolo della comunicazione, quale agente di cambiamento fondato sull'ascolto dei cittadini, viene assunto a pieno titolo dal Codice Deontologico e di Buona Condotta dei comunicatori pubblici che, all'art. 1 afferma: "La comunicazione pubblica favorisce l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle attività delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici, promuove la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini singoli, associati e delle imprese, attiva processi di ascolto finalizzati alla individuazione dei bisogni e al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, concorre all'attuazione dell'obbligo di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi nel quadro dei principi e degli indirizzi dell'Unione Europea".

L'esercizio del diritto all'informazione, nel nuovo contesto giuridico, realizza il diritto del cittadino ad accedere all' "informazione istituzionale" per ricevere "informazione istituzionale", quale strumento di tutela e di partecipazione alla vita sociale.

La pubblica amministrazione non è più, o non dovrebbe essere più, il bloc-

co monolitico inaccessibile ai "profani", ma si trasforma in azienda di servizi per clienti del tutto particolari: i cittadini.

Perché ciò si verifichi e nell'ottica di individuare lo strumento per l'attuazione di questi diritti, viene realizzato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il legislatore, nel prevederne la nascita, lo ha pensato non solo come mezzo per garantire l'accesso agli atti, ma come elemento di tutela per i cittadini, nella consapevolezza delle difficoltà collegate all'applicazione della nuova normativa. L'impatto con i pubblici uffici è spesso connotato da difficoltà e chiusure ma la crescita quantitativa e qualitativa degli URP, da una parte, e il riconoscimento della centralità della comunicazione, dall'altra, hanno sviluppato un processo di cambiamento irreversibile. Le pubbliche amministrazioni e, al loro interno, la sanità, sempre di più, affermano l'esigenza di stimolare e strutturare iniziative di comunicazione tese a consolidare la relazione con i cittadini che diventano, a loro volta, risorsa per l'Ente. Cambiano e sono cambiati il modo di rapportarsi alle istituzioni, le richieste e i bisogni.

Il confronto avviene, sempre più spesso, con cittadini consapevoli che esprimono pareri, reclamano diritti, suggeriscono soluzioni.

A noi spetta il compito di ascoltarli.

Dr.ssa Giovanna Santarelli
Resp. Urp Azienda Ospedaliera Terni



UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Portineria Centrale
Ospedale di Terni

Informazioni, suggerimenti,
reclami

Orari da apertura al pubblico

Mattina: dal lunedì al sabato
dalle 8:30 alle 13:30

Pomeriggio: martedì e giovedì
dalle 15:00 alle 17:00

Tel. 0744.205669 - Fax 0744.205491
E-mail: urp@aosp terni.it



Viaggio tra i cantieri dei rappresentanti delle istituzioni e i vertici del "Santa Maria" In arrivo il nuovo blocco operatorio e il secondo acceleratore lineare. (Foto: PIANETA FOTO)

LETTERE ALLA REDAZIONE

L'OSPEDALE DI TERNI E LA BUONA SANITÀ

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento di tre pazienti al personale medico, chirurgico, infermieristico e ausiliario di cardiocirurgia.

"I sottoscritti Gianna Filipponi, Arnaldo Proietti, Raoul Fausti, in occasione del ricovero presso l'Azienda ospedaliera "S.Maria" di Terni, precisamente presso il reparto di alta specializzazione cardiocirurgica diretta dal dottor Alessandro Pardini, sentono la spontanea necessità di esprimere pubblicamente al responsabile, la sua équipe e al per-

sonale infermieristico e ausiliario il più vivo ringraziamento per la professionalità, l'efficienza e la disponibilità dimostrate nel corso della degenza.

Tutto questo ci ha portato a superare un momento difficile della vita risoltosi nel migliore dei modi. Come si può dedurre, la buona sanità si trova anche presso l'Azienda Ospedaliera di Terni".

Gianna Filipponi
Arnaldo Proietti
Raoul Fausti

Ratini Renzo S.R.L.

C O S T R U Z I O N I L.

per
per **abitare**
investire

ADIACENTE STRUTTURA OSPEDALIERA ED UNIVERSITARIA

APPARTAMENTI e MINI-APPARTAMENTI A PARTIRE DA 40 mq.
1-2-3 CAMERE DISPONIBILITÀ DI ATTICI E GARAGES

RATINI RENZO S.r.l. - Via Galvani 9 - TERNI - Tel. 0744.421127- 402748

Ospedale Magazine
Mensile di salute comunicazione
informazione dell'Azienda
Ospedaliera S. Maria di Terni

Anno 1 - numero 2
Iscrizione Tribunale di Terni
N. 03/06 del 16-03-2006

Direttore Editoriale
dr. Gianni Giovannini

Direttore Responsabile
dott. Alberto Tomassi

Comitato di redazione
tecnico scientifico
dott. Enrico Alessandro
dr. Imolo Fiaschini
I direttori di
dipartimento aziendale
Il preside della facoltà
di medicina e chirurgia
prof. Adolfo Puxeddu

Foto
Consorzio GlobalMorphema

Stampa
Tip. Morphema
Strada di Recentino 41 - Terni
Tel. 0744.817713

Tiratura
20.000 copie

Il numero è stato realizzato
grazie al contributo di:

- Coop. Soc. AIDAS s.c.s.
- Coop. Soc. MARTESANA
- CORPO VIGILI GIURATI
- CPS PISCINE
- EDILTERMICA TERNANA
- EL.TE srl
- ENDESA ITALIA
- FIDITALIA
ag. Giovannetti Antonello
- MEDIC AIR S.p.A.
- MITSUBISHI MOTORS
conc. Massoli G. e C. snc
- MOBILI PAOLO
- NUOVA GALENO
- PERNAZZA GROUP s.r.l.
- RATINI RENZO Costruzioni s.r.l.
- SACETI snc
- SANFAUSTINO
ACQUE MINERALI
- SOGESI S.p.A.

Realizzato e Stampato a costo
zero per l'Azienda Ospedaliera
"Santa Maria" di Terni dal
consorzio GlobalMorphema

Sponsoring
Consorzio GlobalMorphema
Tel. 0744.402304
e-mail: info@globalmediasnc.com



BERE BENESSERE

... Un litro di acqua Sanfaustino fornisce il calcio contenuto in 320-360 ml. di latte o yogurt.

Prof. Robert P. Heaney
University of Creighton USA

*Località Terme Sanfaustino Massa Martana
Tel. 075.8856109
www.sanfaustino.it / info@sanfaustino.it*





MedicAir[®]

OSSIGENO & SERVIZI TERAPEUTICI
A DOMICILIO

per voi, con voi, da voi

Per informazioni
contattare il
numero verde:

Numero Verde
800-048428

